

UNTERSUCHUNG AUF BLUT IM STUHL EMPFEHLUNGSBOGEN

Geburtsname: _____

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: / /

CNS Nr.:

E-Mail: _____@_____

00/+

Feld reserviert
für das Labor

Probenahme

Datum: / / 20__

Uhrzeit: h



01.
Entleeren Sie Ihre Blase,
bevor Sie mit dem
Sammeln beginnen (der
Stuhl darf nicht mit Urin in
Kontakt kommen)



02.
Kleben Sie das Papier
zum Sammeln des Stuhls
mithilfe der Aufkleber auf
die Toilettenbrille



03.
Sobald der Stuhl
ausgeschieden wurde,
öffnen Sie das Röhrchen,
indem Sie die grüne
Kappe drehen



04.
Kratzen Sie „im Gitternetz“
Muster die Oberfläche
des Stuhls an mehreren
Stellen mithilfe des
grünen Stabs



05.
Der geriffelte Teil des Stiels
sollte mit Stuhl bedeckt
sein



06.
Verschließen Sie das
Röhrchen fest und
schütteln Sie es kräftig




07.
Notieren **Sie Ihre Name
und Vorname** auf das
Röhrchen und füllen Sie
das Formular aus Stecken
Sie alles in den Beutel und
verschließen Sie ihn



Ein Center finder

08.
Bringen Sie den Beutel
unter Einhaltung der
unten angegebenen
Aufbewahrungsfrist zu
einem unserer Zentren

AUFBEWAHRUNG DER PROBEAHME



+20°C
Maximal
6 Tage



+4°C
Maximal
24 Stunden



Sparen Sie Zeit,
melden Sie sich vorher an