

PESQUISA DE SANGUE NAS FEZES

FICHA DE PRECONIZAÇÕES

Apelido de nascimento: _____

Apelido: _____

Nome: _____

Data de nascimento: ____ / ____ / _____

Número CNS: _____

Correio eletrónico: _____@_____

00/+ _____

Quadro reservado
a uso laboratorial

Colheita

Data: ____ / ____ / 20____

Hora: ____ h ____



01. Urine **antes de** iniciar a colheita (as fezes não devem entrar posteriormente em contacto com a urina)



02. Cole o papel de colheita de fezes no assento da sanita com os autocolantes



03. Quando as fezes tiverem passado, abrir o tubo rodando a tampa verde



04. Faça riscos num padrão de grelha na superfície das fezes em vários pontos com a haste verde



05. A parte ranhurada da haste deve ser coberta com selas



06. Feche bem o tubo e agite vigorosamente



07. Escreva o seu apelido e nome no frasco e preencha a ficha. Coloque tudo no saco e feche-o



Encontrar um centro

08. Entregue o saco num dos nossos centros, respeitando o período de conservação abaixo

CONSERVAÇÃO DA COLHEITA

+20°C
Máximo de
6 dias

+4°C
Máximo de
24 horas



Poupe tempo,
pré-registe-se