

## PATIENT

Geburtsname: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CNS Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

00/+ \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Feld reserviert  
für das Labor

## SAMMLUNG DES STUHL

Datum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_ h \_\_\_\_

## KLINISCHE ANZEICHEN

Zutreffende bitte ankreuzen

☐ Akuter Durchfall

☐ Fieber

☐ Chronischer Durchfall

☐ Analer Juckreiz

☐ Blutiger Durchfall

☐ Sonstige: \_\_\_\_\_

☐ Bauchschmerzen

Datum des Beginns der Symptome: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## KONTEXT

Kürzliche Auslandsreise? ☐ Ja ☐ Nein

Falls ja, Ort: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Gleiche klinische Anzeichen innerhalb der Familie?

☐ Ja ☐ Nein

## BEHANDLUNG:

☐ Kein/e/r/s

☐ Antibiotika

☐ Mittel gegen Parasiten

Wenn ja, Name: \_\_\_\_\_

Datum des Beginns:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Datum des Endes:

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_




# SAMMLUNG DES STUHL: STUHLGANGKULTUR EMPFEHLUNGSBOGEN



**01.**  
Waschen Sie sich die  
Hände.



**02.**  
Entleeren Sie Ihre Blase,  
**bevor** Sie mit dem Sammeln  
beginnen (der Stuhl darf nicht  
mit Urin in Kontakt kommen).



**03.**  
Kleben Sie das Papier  
zum Sammeln des Stuhls  
mithilfe der Aufkleber  
auf die Toilettenbrille  
und drücken Sie dann  
vorsichtig auf das Papier,  
um eine kleine Vertiefung  
zu erzeugen.



**04.**  
Sobald der Stuhl ausgeschieden  
ist, entfernen Sie einen  
Teil davon mit dem Spatel  
(insbesondere die schleimig-  
eitrigen oder blutigen Teile, falls  
vorhanden). Füllen Sie nach  
Möglichkeit etwas Stuhl bis zu  
1/3 der Flasche hinein.



**05.**  
Verschließen Sie die  
Flasche sorgfältig.



**06.**  
Identifizieren Sie den Becher  
mit Ihrem **Name, Vorname,**  
**Geburtsdatum** und notieren  
Sie **Datum und Uhrzeit der**  
**Sammlung.**



**07.**  
Füllen Sie die Angaben  
auf der Rückseite dieses  
Formulars aus, stecken Sie  
dann den Becher und das  
Formular in den Beutel und  
verschließen Sie ihn.



Ein Center finden

**08.**  
Bringen Sie den Beutel  
unter Einhaltung der  
unten angegebenen  
Aufbewahrungsfrist zu  
einem unserer Zentren.



## AUFBEWAHRUNG DER PROBENAHME

+4°C



Maximal 24  
Stunden

+20°C



Maximal 8  
Stunden



Sparen Sie Zeit,  
**melden Sie sich vorher an.**