

PATIENT

Vorname

Geburtsname

Name

Geburtsdatum

CNS N°

E-mail

+ Telefon

Feld reserviert
für das Labor

SPEICHEL SAMMLUNG

Gemäß ärztlicher Verordnung auszufüllen

Nummeriertes
Etikett

1 Datum: / / Uhrzeit: h

2 Datum: / / Uhrzeit: h

3 Datum: / / Uhrzeit: h

4 Datum: / / Uhrzeit: h

5 Datum: / / Uhrzeit: h

6 Datum: / / Uhrzeit: h

7 Datum: / / Uhrzeit: h



- !** Vor jeder Entnahme zu beachtende Bedingungen (1 Stunde vor der Entnahme):
- Nicht essen
 - Zähne nicht putzen
 - Keine Medikamente einnehmen
 - Nicht rauchen / dampfen

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen

01.

Kleben Sie ein nummeriertes Etikett auf diese Karte.

Anschließend für jede Speichelprobe

Kleben Sie ein nummeriertes Etikett auf die **Tube**.

Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Erfassung auf dem Datenblatt.

Notieren Sie die Ordnungsnummer des Sammelbandes auf dem Rohr.

Die Identifikationsnummer ist für alle Rohre gleich.



02.

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie anschließend ab.



03.

Spülen Sie Ihren Mund 5 Sekunden lang mit Wasser aus und spucken Sie es dann aus.



04.


Warten Sie 10 Minuten.



05.

Entfernen Sie den Verschluss, indem Sie ihn nach oben ziehen.

Den Abstrichtupfer so wenig wie möglich berühren.



06.

Legen Sie den Abstrichtupfer unter die Zunge

Lassen Sie es 3 Minuten lang unter der Zunge zergehen, ohne es zu kauen.



07.

Den Abstrichtupfer möglichst nicht berühren und wieder in das Röhrchen legen.



08.

Verschließen Sie die Tube mit dem Verschluss.



09.

Bewahren Sie die Röhrchen bis zur Abgabe im Labor (spätestens am Tag nach der Entnahme) im Kühlschrank auf. Bitte beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Einzahlungen möglich sind.

! Nicht bei Kindern und Personen anwenden, bei denen die Gefahr einer versehentlichen Einnahme besteht.

Sparen Sie Zeit
CHECK-IN

