

PATIENT

Prénom

Nom de naissance

Nom marital

Date de naissance

Matricule

E-mail

N° Téléphone

Cadre réservé
au laboratoire

RECUEIL DE SALIVE

À compléter selon l'ordonnance médicale

Étiquette
numérotée

1 Date : / / Heure : h

2 Date : / / Heure : h

3 Date : / / Heure : h

4 Date : / / Heure : h

5 Date : / / Heure : h

6 Date : / / Heure : h

7 Date : / / Heure : h



RECUEIL SALIVAIRE POUR DOSAGE CORTISOL

FICHE DE PRÉCONISATIONS

! Conditions à respecter avant chaque recueil (1h avant le prélèvement) :

- Ne pas manger
- Ne pas prendre de médicaments
- Ne pas se brosser les dents
- Ne pas fumer / vapoter

Veillez suivre ces instructions



01.

Collez une étiquette numérotée sur cette fiche.

Ensuite pour chaque recueil salivaire

Collez une étiquette numérotée sur le **tube**.

Notez la date et l'heure de recueil sur la fiche.

Notez le numéro d'ordre du recueil sur le tube.

Le numéro d'identification est le même pour tous les tubes.



02.

Lavez vos mains avec de l'eau et du savon puis séchez-les.



03.

Rincez-vous la bouche 5 secondes avec de l'eau puis crachez.



04.


Attendez 10 min.



05.

Retirez le bouchon en tirant vers le haut.

Saisir le tampon en le touchant le moins possible.



06.

Placez le tampon dans votre bouche, sous la langue.

Faites-le rouler sous la langue pendant 3 min sans le mastiquer.



07.

En le touchant le moins possible, prenez le tampon et remettez-le dans le tube.



08.

Fermez le tube avec le bouchon.



09.

Conservez les tubes au réfrigérateur jusqu'à leur dépôt au laboratoire. (le lendemain du recueil au plus tard). *Attention, pas de dépôt possible les dimanches et jours fériés.*

! Ne pas utiliser chez les enfants ainsi que chez les personnes présentant un risque d'ingestion accidentelle.

Gagnez du temps
Pré-inscrivez-vous

