

**PATIENT**

Vorname

Geburtsname

Name

Geburtsdatum

CNS N°

E-mail

Telefon

Feld reserviert  
für das Labor

**SPEICHEL SAMMLUNG**

Gemäß ärztlicher Verordnung auszufüllen

Nummeriertes  
Etikett

1 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

2 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

3 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

4 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

5 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

6 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_

7 Datum: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_ h \_\_\_



- !** Vor jeder Entnahme zu beachtende Bedingungen (1 Stunde vor der Entnahme):
- Nicht essen
  - Zähne nicht putzen
  - Keine Medikamente einnehmen
  - Nicht rauchen / dampfen

## Bitte befolgen Sie diese Anweisungen

### 01.

Kleben Sie ein nummeriertes Etikett auf diese Karte.

#### Anschließend für jede Speichelprobe

Kleben Sie ein nummeriertes Etikett auf die **Tube**.

Notieren Sie Datum und Uhrzeit der Erfassung auf dem Datenblatt.

Notieren Sie die Ordnungsnummer des Sammelbandes auf dem Rohr.

*Die Identifikationsnummer ist für alle Röhre gleich.*



### 02.

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie anschließend ab.



### 03.

Spülen Sie Ihren Mund **5 Sekunden** lang mit Wasser aus und spucken Sie es dann aus.



### 04.

Warten Sie 10 Minuten.



### 05.

Entfernen Sie den Verschluss, indem Sie ihn nach oben ziehen.

Den Abstrichtupfer so wenig wie möglich berühren.



### 06.

Legen Sie den Abstrichtupfer unter die Zunge

Lassen Sie es 3 Minuten lang unter der Zunge zergehen, ohne es zu kauen.



### 07.

Den Abstrichtupfer möglichst nicht berühren und wieder in das Röhrchen legen.



### 08.

Verschließen Sie die Tube mit dem Verschluss.



### 09.

Bewahren Sie die Röhrchen bis zur Abgabe im Labor (spätestens am Tag nach der Entnahme) im Kühlschrank auf. Bitte beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Einzahlungen möglich sind.

- !** Nicht bei Kindern und Personen anwenden, bei denen die Gefahr einer versehentlichen Einnahme besteht.

Sparen Sie Zeit  
**CHECK-IN**

