



Vorname _____
Geburtsname _____
Name _____
Geburtsdatum _____
CNS N° _____
E-mail _____@_____ Probenahme
+ _____
Phone _____

Feld reserviert
für das Labor

_____ Datum _____ Uhrzeit




01.
Waschen Sie sich
zuvor die Hände.




02.
Öffnen Sie den Beutel und
entnehmen Sie den Tupfer.
*Legen Sie den Tupfer ab diesem
Schritt nicht auf eine Oberfläche
ab und berühren Sie nicht die
Baumwolle.*




03.
Halten Sie den Tupfer wie
abgebildet und stellen
oder setzen Sie sich mit
gespreizten Beinen auf die
Toilette.




04.
Spreizen Sie die Schamlippen
und führen Sie den Tupfer
vorsichtig 3 bis 5 cm tief in
die Vagina ein. Reiben Sie die
Wände der Vagina 10 Sekunden
lang.



05.
Schrauben Sie den Verschluss
des Röhrchens ab und stecken
Sie den Tupfer hinein.
**Entfernen Sie die in dem
Röhrchen vorhandene
Flüssigkeit nicht!**



06.
Brechen Sie das Stäbchen
des Tupfers, indem
Sie die vorgeformte
Bruchstelle (rosa) gegen die
Röhrchenwand drücken.



07.
Verschließen Sie die Röhre
wieder und **Notieren Sie Ihre
Name und Vorname darauf.**
Füllen Sie das Identifikationsfeld
oben in diesem Formular aus.



Ein BIONEXT
Center finden

08.
Übergeben Sie alles der
Krankenpflegerin oder geben
Sie ihn in einem unserer
Zentren ab unter Einhaltung
der unten angegebenen
Aufbewahrungsfrist.

AUFBEWAHRUNG DER PROBEENTNAHME



+20°C



Max. 24 Stunden



Sparen Sie Zeit,
melden Sie sich vorher an.