



Prénom _____
Nom de naissance _____
Nom marital _____
Date de naissance _____
Matricule _____
E-mail _____@_____ _____
N° Téléphone + _____

Cadre réservé
au laboratoire

Prélèvement

Date _____

Heure _____ h _____


01.
Lavez-vous les mains
au préalable.




02.
Ouvrez le sachet et retirez
l'écouvillon.
*À partir de cette étape, ne pas
poser l'écouvillon sur une surface
et ne pas toucher le coton.*




03.
Tenez l'écouvillon comme
sur la figure et positionnez-
vous debout ou assise sur les
WC, les jambes écartées.




04.
Écartez les lèvres et introduire
doucement l'écouvillon dans
le vagin sur 3 à 5 cm.
Frottez les parois du vagin
durant 10 secondes.




05.
Dévissez le bouchon du tube
et y introduire l'écouvillon.
**Ne pas retirer le liquide
présent dans le tube !**



06.
Cassez la tige de l'écouvillon
en pressant la barre de
rupture préformée (rose)
contre la paroi du tube.



07.
Rebouchez le tube et **notez
vos Nom et Prénom.**
Complétez l'encart
d'identification en haut de
cette fiche.



08.
Donnez le tout à l'infirmière
ou déposez-le dans l'un de
nos centres en respectant
le délai de conservation
ci-dessous.



Trouvez un centre
BIONEXT

CONSERVATION DU PRÉLÈVEMENT

+20°C



Max. 24h



Gagnez du temps,
pré-inscrivez-vous.