



Nouvelle technique de recherche de sang dans les selles

Dosage automatisé immunoturbidimétrique quantitatif de l'hémoglobine fécale humaine

La technologie retenue **FOBGold® - Sentifit**, distribuée par la société Sysmex leader mondial du diagnostic médical, est utilisée depuis plusieurs années (sauf au Grand-Duché de Luxembourg) dans le cadre de programmes nationaux de dépistage du cancer colo-rectal notamment aux Pays-Bas qui bénéficie du meilleur taux de participation en Europe.

Le tube de prélèvement est, comme l'a démontré une récente étude⁽¹⁾, **le plus ergonomique du marché** (plus simple d'utilisation et hygiénique) ce qui permet de diminuer le nombre de tests non contributifs et d'améliorer l'adhésion du patient.

La **stabilité** de l'échantillon est elle aussi supérieure à celle indiquée pour les autres tests : **17 jours à température ambiante et 7 jours à des températures allant jusqu'à +38°C.**

Le kit de prélèvement est disponible pour les patients dans nos centres de prélèvements ou via le service mobile Picken Doheem.

Pour plus d'informations :

Dr Thibault Ferrandon, Biologiste médical

Dr Frédéric Klein, Biologiste médical

Tél. 285 777-285

(1) Am J Gastroenterol 2019;114:511-518. - <https://doi.org/10.14309/ajg.000000000000148>